

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed<sup>®</sup> – soft



#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungshandschuh aus Latex, hell-beige, fingertexturiert, unsteril und gepudert. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of latex, light beige, finger textured, non-sterile and powdered. Can be worn on either hand.

#### Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für Industrie/Handwerk.

Suitable for the use in industry/handicraft.

#### Ausführungen:

Sizes:

#### MaiMed<sup>®</sup> – soft, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuhe/Latex gloves	XS	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74006	4046153023004	02074439	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	S	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74010	4046153023080	00350881	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	M	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74020	4046153023127	00350898	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	L	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74030	4046153023165	00350906	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	XL	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74038	4046153023240	02074445	10

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; AQL 1,5

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

#### Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	min. 0,08	min. 0,08	min. 6 N	min. 650 %
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Nach Alterung/After Ageing	
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08		
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	min. 0,08	min. 0,08		

#### Proteingehalt:

Protein Content:

Messmethode max. 200 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)

Measurement method max. 200 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

#### Latexallergierisiko:

Latex Allergy Risk:

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

#### Symbole:

Symbols:

