



LHM

▪ Past ▪ Present ▪ Future ▪



www.lhm-medical.com



Die medizinische Schutzmaske Type IIR - LHM-E1

- Verhindert potenziell infizierte Tröpfchen daran, in das Atmungssystem einzudringen
- Erstklassige Materialqualität verhindert Hautirritationen an den bedeckten Gesichtsf lächen
- Superelastische Ohrenschlaufen für höchstmöglichen Tragekomfort
- Produziert und geprüft nach EN 14683:2019+AC:2019
- Entspricht der Richtlinie 93/42/EWG
- Qualitätsmanagement nach EN ISO 13485:2016

Qualitätsmerkmale der medizinischen Schutzmaske Type IIR - LHM-E1

Standard	EN 14683:2019+AC:2019
Schichtmenge	3 Schichten (3-lagig)
Bakterienfiltrationseffektivität (BFE)	≥98%
Partikelfiltrationseffizienz (PFE)	≥98%
Luftdurchlässigkeit (Delta P)	< 5,0mm H ₂ O/cm ²
Flüssigkeitsresistenz	120mm HG
Entflammbarkeit	Klasse 1
Boxeninhalt	50 Medizinische Schutzmasken



Nahtlos vercrimpt



Komfortabel & leichtes Atmen



3-lagiger Schutz



3D Design



Qualitäts-Material



Einheitsgröße



Anpassbarer Nasenbügel



Schutz vor Tröpfchen



LHM

▪ Past ▪ Present ▪ Future ▪



www.lhm-medical.com



Angebot

Farbe:
Bestellnummer:
Bestellmenge

Blau
LHM-E1301

.....



Farbe:
Bestellnummer:
Bestellmenge

Weiß
LHM-E1304

.....



Farbe:
Bestellnummer:
Bestellmenge

Hellrosa
LHM-E1302

.....



Farbe:
Bestellnummer:
Bestellmenge

Hellgelb
LHM-E1305

.....



Farbe:
Bestellnummer:
Bestellmenge

Grün
LHM-E1303

.....



Farbe:
Bestellnummer:
Bestellmenge

Lavendel
LHM-E1306

.....



Kontakt

Tel.: +49 7733 94850 - 94

Mobil: +49 160 944 33 671

E-Mail: henning.baldauf@lhm-medical.de



LHM Medical Technology GmbH
Fichtenweg 4
78532 Tuttlingen
www.lhm-medical.com



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich



LHM Medical Technology (Hong Kong) Limited
Unit No. 2, 3/F, Block A, Ko Fai Industrial Building,
No. 7 Ko Fai Road, Yau Tong, Kowloon,
Hong Kong 999077
www.lhm-medical.com