

MAN & MACHINE präsentiert

Its Cool Drape Clear

Mehr Hygiene und Tropfschutz für Ihre Its Cool Tastatur. Eine flache Oberfläche für schnelle und gründliche Reinigung.



HYGIENISCH



SICHER ABWISCHEN,
SPRÜHEN, ABSPÜLEN ODER
EINTAUCHEN

ABWISCHBAR



BESTÄNDIG
GEGEN KLINISCHE
DESINFEKTIONSMITTEL

ZU STERILISIEREN



AUTOKLAVIERBAR BIS 134 °C

Spezifikationen

- Transparente Schutzabdeckung zu verwenden mit Ihrer Its Cool Tastatur
- Latexfreies Silikon
- Kann in einem Autoklaven oder Thermodesinfektor bis 134 °C sterilisiert werden
- Abmessungen: 34,5 x 11,5 x 1 cm
- Gewicht: 52 g

www.man-machine.com

Europe:
info@mmieu.com
+31 (0) 23 5450185

UK:
info@mmieu.com
+44 (0) 1937 830680

USA:
info@mmimd.com
+1 301 341 4900

